

# **R-Phycoerythrin Antibody Conjugation Kit**

#### Cat No: BIOK1969

Description

Phycoerythrin (R-Phycoerythrin, R-PE) is separated and purified from red algae. It is a new type of fluorescent labeling reagent commonly used at present. The excitation wavelength is 564nm and the emission wavelength is 578nm. It is used for multi-label flow technology and biochip detection. It has the characteristics of stable properties, high fluorescence quantum yield, low background interference, and easy cross-linking with macromolecules such as biotin antibodies and glycoproteins. The new generation of fluorescent probes can replace isotopes and enzymes as markers in clinical diagnosis, immunology, molecular biology, etc.

Biotyscience' R-PE antibody labeling kit is used for rapid labeling of R-PE and antibodies. The labeling can be completed within 4 hours. The operation is simple. At least 100ug of antibody can be labeled. 100% of the sample is recovered. The labeled product is stable between batches. Good repeatability.

### **PRODUCT INFORMATION**

号 北

Components	500ug	1mg	Preservation conditions
Lightning-Link label (Lyophilized)	1 vial	1 vial	-20℃, Protect from light
LL-Modifier reagent	100ul	150ul	-20°C, Protect from light
LL-Quencher reagent	100ul	150ul	-20 <sup>°</sup> C, Protect from light



### Steps

#### 1. Antibody preparation

1.1.Antibody is in liquid state, dissolved in  $1 \times PBS$ , concentration 1mg/ml Note: If necessary, the antibody needs to be dialyzed again or passed through a desalting column for accurate protein quantification

### 2. Antibody labeling

1. 按照比例: 100ul 抗体(100ug)加入 10ul LL-Modifier, 混匀。

2. 混合后的抗体加入对应标记量的 Lightning-Link label 干粉中,室温避光反应 3h 或者过夜。

**3.** 按照比例: 100ul 抗体(100ug)加入 10ul LL-Quencher, 混匀, 反应 30min 后 完成标记。

4.2-8℃避光保存,不要冻存。抗体可以直接使用,无需再添加其他成分。

## **Contact Us**

**Beijing Biotyscience Co. Ltd.** 

**QQ**: 499854788

3494243873

1619694293

We chat: 13681256816

15511114213

Email: biotyscience@163.com

Tel:+86 136 8125 6816