

Cy3-Antibody Conjugation Kit

Cat No: BIOK1963

Description

Immunofluorescence technique is to label a known antibody or antigen molecule with fluorescein. When it reacts with the corresponding antigen or antibody, there is a certain amount of fluorescein on the formed complex. Below you can see the fluorescent antigen-antibody binding site and detect the antigen or antibody. The main features of this technology are: strong specificity, high sensitivity and fast speed.

Fluorescein-labeled antibody is abbreviated as fluorescent antibody (FA), which is currently widely used in immunopathology, cytochemistry, flow cytometry, virology and autoantibody clinical immunodiagnosis of specific, sensitive, qualitative and localized immune Chemical reagents. Antibodies used for labeling require high specificity and high affinity. The antiserum used should not contain antibodies against normal tissues in the specimen. Generally, IgG and IgM need to be purified and extracted before labeling.

The fluorescein in this kit uses high-quality imported Cy3. The cyanine dye Cy3, SE is one of the few near-infrared fluorescent labeling dyes. It produces a low red fluorescent background, high fluorescence intensity, and good fluorescence stability. Cy3, SE are often used in biomolecule labeling, fluorescence imaging and other fluorescent biological analysis, such as labeling peptides, proteins and nucleic acids. Cy3, SE fluorescent labeling dye can significantly enhance the fluorescence intensity after binding to protein.

北京百欧泰生物科技有限公司


Tel: 400-669-8850 Email: info@biotyscience.com

Address: 北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号

PRODUCT INFORMATION

Cy3	50ul*
调整缓冲液	50ul
纯化柱	2 支
收集管	2 个

注意*: Cy3 荧光素 1-2 周可以存放 2-8℃, 长期-20℃可以保存半年, 其他组份存放 2-8℃。



NOTES

1. Store the kit at 2-8℃, do not freeze.
2. The components of the kit may be upside down during transportation, causing liquid or dry powder reagents to stick to the tube wall or bottle cap. Please centrifuge before use to make the liquid or dry powder reagent attached to the tube wall or bottle cap settle to the bottom of the tube.
3. The buffer in the purification column contains the toxic component sodium azide (NaN₃). Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes when using it.
4. DMSO is slightly toxic, permeable to human skin and irritating to the eyes. Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes when using it.
5. The dialysis, concentration and concentration determination of the antibody before labeling will all cause the loss of the amount of antibody. Therefore, when preparing the antibody before labeling, consider the most appropriate amount of antibody according to the specific situation.

北京百欧泰生物科技有限公司

Tel: 400-669-8850 Email: info@biotyscience.com

Address: 北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号

Steps

1. Antibody preparation

- 1.1. 建议抗体浓度在 1-2mg/ml 之间。
- 1.2. 抗体中不要含有 BSA 或其它蛋白质成分。
- 1.3. 抗体缓冲液中不要含有氨基的盐（如：Tris, NaN₃ 等），pH 在 6.5-8.5 为宜。

2. Antibody labeling

- 2.1. 抗体中加入适量调整缓冲液（每 100ul 抗体中加入 10ul 调整缓冲液）；
- 2.2. 将荧光染料 Cy3 加入抗体中（按照每 100ug 抗体中加入 1.0-2ul Cy3），用移液枪反复吹打或 vortex 混匀，缓慢加入。
- 2.3. 将抗体-Cy3 混合物置水平摇床或旋转混匀仪，在摇动状态下室温避光（反应管可包裹锡箔纸）反应 1h。

注：如果需要较高 F/P 值，可适当延长抗体和 Cy3 偶联时间。

3. Free Cy3 removal

- 3.1. 取出纯化柱，装入分子筛填料，将纯化柱 3000rpm 离心 2min。
- 3.2. 暂时保留收集管中的缓冲液。
- 3.3. 将纯化柱移至新的收集管上，吸取抗体-Cy3 偶联物置纯化柱中填料的表面。如果样品体积小于 50ul，应先用 3.2 保留的缓冲液将液体量补足 50ul。上样体积最大不要超过 100ul。
- 3.4. 待样品渗入填料后，3000rpm 离心 2min。为保证去除效果，此操作可重复 1-2 次。
- 3.5. 通常将抗体-Cy3 标记物 4℃ 避光保存待用，长期请在 -20℃ 避光保存。偶联抗体的最佳储存条件必须根据实验、抗体稳定性和最佳储存条件确定
- 3.6. 拆开的试剂盒荧光素在 -20℃ 可避光保存 1 年。

Contact Us

Beijing Biotyscience Co. Ltd.

QQ: 499854788

82458988

WeChat: 13681256816; 15511114213

Email: info@biotyscience.com

Tel: 400-669-8850

15511114213; 13681256816

北京百欧泰生物科技有限公司

Tel: 400-669-8850 **Email:** info@biotyscience.com

Address: 北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号