

# 百欧泰生物产品目录

Product List-2023

北京百欧泰生物科技有限公司

[www.biotyscience.com](http://www.biotyscience.com)

---

## 目录

|               |    |
|---------------|----|
| 金纳米颗粒.....    | 3  |
| 银纳米颗粒.....    | 4  |
| 金纳米棒.....     | 4  |
| 特殊形状纳米颗粒..... | 7  |
| 单分散微球.....    | 7  |
| 乳胶微球.....     | 8  |
| 磁性微球.....     | 8  |
| 磁转染试剂.....    | 9  |
| 小分子抗原抗体.....  | 10 |

## 金纳米颗粒

| Type                                      | Cat No     | Diameter         | Size   | OD       |
|-------------------------------------------|------------|------------------|--------|----------|
| 水溶性球形金纳米颗粒                                | ABZW-1     | 1.8 nm - 1500 nm | 10 ml  | 1        |
| 油溶性球形金纳米颗粒                                | ABZO-1     | 1.8 nm - 1500 nm | 10 ml  | 1        |
| PEG 化球形金纳米颗粒                              | ABZP-1     | 1.8 nm - 1500 nm | 10 ml  | 1, 5, 10 |
| 二氧化硅包覆金纳米颗粒                               | ABN-SG     | 1.8 nm - 75 nm   | 1 ml   | 50       |
| 荧光标记金纳米颗粒                                 | ABNA-7     | 1.8 nm-1500 nm   | 1 ml   | 50       |
| 金磁纳米颗粒                                    | ABZW-31    | 500 nm-50um      | 1 ml   |          |
| 氨基金磁纳米颗粒, 1 um                            | ABZW-31-5  | 1 um             | 1 mL   |          |
| 羧基金磁纳米颗粒, 1 um                            | ABZW-31-6  | 1 um             | 1 mL   |          |
| 生物素金磁纳米颗粒, 1 um                           | ABZW-31-7  | 1 um             | 1 mL   |          |
| 链霉亲和素金磁纳米颗粒, 1 um                         | ABZW-31-8  | 1 um             | 1 mL   |          |
| 叠氮金磁纳米颗粒, 1 um                            | ABZW-31-9  | 1 um             | 1 mL   |          |
| 硅金磁纳米颗粒                                   | ABZW-31-10 | 500 nm-50um      | 1 ml   |          |
| Protein A 金纳米颗粒                           | ABC-GA-1   | 5 nm - 100 nm    | 0.5 ml | 3, 10    |
| Protein G 金纳米颗粒                           | ABC-GG-1   | 5 nm - 100 nm    | 0.5 ml | 3, 10    |
| Transferrin 金纳米颗粒                         | ABC-GT     | 5 nm - 100 nm    | 0.5 ml | 3        |
| Streptavidin 金纳米颗粒                        | ABC-GS-1   | 5 nm - 100 nm    | 0.5 ml | 3        |
| 羧基化金纳米颗粒                                  | ABC-GC-1   | 1.8 nm - 1500 nm | 0.5 ml | 50       |
| 氨基化金纳米颗粒                                  | ABC-GA-1   | 1.8 nm - 1500 nm | 0.5 ml | 50       |
| 甲基化金纳米颗粒                                  | ABC-GM-1   | 1.8 nm - 1500 nm | 0.5 ml | 50       |
| 生物素化金纳米颗粒                                 | ABC-GB-1   | 1.8 nm - 1500 nm | 0.5 ml | 50       |
| Anti-Goat 金纳米颗粒                           | ABC-G-10   | 5 nm             | 0.5 ml | 3        |
| Anti-Human IgG 金纳米颗粒                      | ABC-G-11   | 5 nm             | 0.5 ml | 10       |
| Anti-Human IgG F(ab') <sub>2</sub> 金纳米颗粒  | ABC-G-12   | 5 nm             | 0.5 ml | 10       |
| Anti-Human IgA, IgG, IgM 金纳米颗粒            | ABC-G-13   | 5 nm             | 0.5 ml | 10       |
| Anti-Mouse IgG 金纳米颗粒                      | ABC-G-14   | 5 nm             | 0.5 ml | 10       |
| Anti-Mouse IgG F(ab') <sub>2</sub> 金纳米颗粒  | ABC-G-15   | 5 nm             | 0.5 ml | 10       |
| Anti-Mouse IgG 金纳米颗粒                      | ABC-G-16   | 5 nm             | 0.5 ml | 10       |
| Anti-Rabbit IgG 金纳米颗粒                     | ABC-G-18   | 5 nm             | 0.5 ml | 10       |
| Anti-Rabbit IgG F(ab') <sub>2</sub> 金纳米颗粒 | ABC-G-18   | 5 nm             | 0.5 ml | 10       |
| Anti-Sheep IgG 金纳米颗粒                      | ABC-G-22   | 5 nm             | 0.5 ml | 10       |

## 银纳米颗粒

| Type                                 | Cat No    | Diameter      | Size   |
|--------------------------------------|-----------|---------------|--------|
| 水溶性球形银纳米颗粒                           | ABZW-12-5 | 5 nm - 100nm  | 10 ml  |
| 油溶性球形银纳米颗粒                           | ABZW-15   | 5 nm - 100nm  | 10 ml  |
| PEG 化银纳米颗粒                           | ABZP-16   | 5 nm - 100nm  | 10 ml  |
| 链霉亲和素修饰银纳米颗粒                         | ABZA-17   | 5 nm - 60nm   | 10 ml  |
| 生物素化银纳米颗粒                            | ABC-SB    | 5 nm - 100nm  | 0.5 ml |
| 羧基化银纳米颗粒, <b>Carboxyl-PEG3000-SH</b> | ABC-SC-1  | 10 nm - 100nm | 0.5 ml |
| 羧基化银纳米颗粒, <b>Carboxyl-PEG5000-SH</b> | ABC-SC-2  | 10 nm - 100nm | 0.5 ml |
| 甲基化银纳米颗粒, <b>Methyl-PEG2000-SH</b>   | ABC-SM-1  | 10 nm - 100nm | 0.5 ml |
| 甲基化银纳米颗粒, <b>Methyl-PEG5000-SH</b>   | ABC-SM-2  | 10 nm - 100nm | 0.5 ml |
| <b>Anti-Human</b> 银纳米颗粒              | ABC-SH    | 10 nm - 40nm  | 0.5 ml |
| <b>Anti-Rabbit</b> 银纳米颗粒             | ABC-SR-1  | 10 nm - 40nm  | 0.5 ml |
| <b>Protein A</b> 银纳米颗粒               | ABC-SPA   | 10 nm - 40nm  | 0.5 ml |
| <b>Protein G</b> 银纳米颗粒               | ABC-SPG   | 10 nm - 40nm  | 0.5 ml |
| 链霉亲和素银纳米颗粒                           | ABC-SS    | 10 nm - 40nm  | 0.5 ml |

## 金纳米棒

| Type    | Cat No             | Diameter | Length | Absorption Max | OD | Size  |
|---------|--------------------|----------|--------|----------------|----|-------|
| 水溶性金纳米棒 | ABZW-2-2           | 20 nm    | 40 nm  | 610±10 nm      | 2  | 10 ml |
| 水溶性金纳米棒 | ABZW-2-2.5         | 16 nm    | 40 nm  | 660±10 nm      | 2  | 10 ml |
| 水溶性金纳米棒 | ABZW-2-2.9         | 15 nm    | 45 nm  | 700±10 nm      | 2  | 10 ml |
| 水溶性金纳米棒 | ABZW-2-3.2         | 25 nm    | 80 nm  | 720±10 nm      | 2  | 10 ml |
| 水溶性金纳米棒 | ABZW-2-3.7         | 15 nm    | 56 nm  | 750±10 nm      | 2  | 10 ml |
| 水溶性金纳米棒 | ABNW-2-3.9         | 10 nm    | 39 nm  | 780±10 nm      | 2  | 10 ml |
| 水溶性金纳米棒 | ABNW-2-4.3-8<br>08 | 10 nm    | 4.3 nm | 808±10 nm      | 2  | 10 ml |
| 水溶性金纳米棒 | ABZW-2-4.3         | 13 nm    | 56 nm  | 830±10 nm      | 2  | 10 ml |
| 水溶性金纳米棒 | ABNW-2-5.1         | 10 nm    | 51 nm  | 850±10 nm      | 2  | 10 ml |
| 水溶性金纳米棒 | ABZW-2-5.4         | 18.8 nm  | 101 nm | 980±10 nm      | 2  | 10 ml |
| 水溶性金纳米棒 | ABZW-2-6.0         | 13 nm    | 78 nm  | 1050±10 nm     | 2  | 10 ml |

|           |                    |         |        |            |   |       |
|-----------|--------------------|---------|--------|------------|---|-------|
| 水溶性金纳米棒   | ABZW-2-6.5         | 11.3 nm | 74 nm  | 1060±10 nm | 2 | 10 ml |
| 水溶性金纳米棒   | ABZW-2-15          | 20 nm   | 300 nm | 1850±10 nm | 2 | 10 ml |
| 水溶性金纳米棒   | ABNW-2-2.5         | 20 nm   | 51 nm  | 700±10 nm  | 2 | 10 ml |
| 水溶性金纳米棒   | ABNW-2-3.3         | 20 nm   | 66 nm  | 750±10 nm  | 2 | 10 ml |
| 水溶性金纳米棒   | ABNW-2-3.8         | 20 nm   | 75 nm  | 780±10 nm  | 2 | 10 ml |
| 水溶性金纳米棒   | ABNW-2-4.2         | 20 nm   | 84 nm  | 808±10 nm  | 2 | 10 ml |
| 水溶性金纳米棒   | ABNW-2-4.8         | 20 nm   | 95 nm  | 850±10 nm  | 2 | 10 ml |
| 水溶性金纳米棒   | ABNW-2-1.7         | 40 nm   | 68 nm  | 600±10 nm  | 2 | 10 ml |
| 水溶性金纳米棒   | ABNW-2-2.1         | 40 nm   | 84 nm  | 650±10 nm  | 2 | 10 ml |
| 水溶性金纳米棒   | ABNW-2-2.4         | 40 nm   | 96 nm  | 700±10 nm  | 2 | 10 ml |
| 油性修饰的金纳米棒 | ABZO-2-2           | 20 nm   | 40 nm  | 610±10 nm  | 2 | 10 ml |
| 油性修饰的金纳米棒 | ABZO-2-2.5         | 16 nm   | 40 nm  | 660±10 nm  | 2 | 10 ml |
| 油性修饰的金纳米棒 | ABZO-2-2.9         | 15 nm   | 45 nm  | 700±10 nm  | 2 | 10 ml |
| 油性修饰的金纳米棒 | ABZO-2-3.2         | 25 nm   | 80 nm  | 720±10 nm  | 2 | 10 ml |
| 油性修饰的金纳米棒 | ABZO-2-3.7         | 15 nm   | 56 nm  | 750±10 nm  | 2 | 10 ml |
| 油性修饰的金纳米棒 | ABZO-2-4.3         | 13 nm   | 56 nm  | 830±10 nm  | 2 | 10 ml |
| 油性修饰的金纳米棒 | ABZO-2-5.4         | 18.8 nm | 101 nm | 980±10 nm  | 2 | 10 ml |
| 油性修饰的金纳米棒 | ABZO-2-6.0         | 13 nm   | 78 nm  | 1050±10 nm | 2 | 10 ml |
| 油性修饰的金纳米棒 | ABZO-2-6.5         | 11.3 nm | 74 nm  | 1060±10 nm | 2 | 10 ml |
| 油性修饰的金纳米棒 | ABZO-2-15          | 20 nm   | 300 nm | 1850±10 nm | 2 | 10 ml |
| PEG 化金纳米棒 | ABZP-2-2           | 20 nm   | 40 nm  | 610±10 nm  | 2 | 10 ml |
| PEG 化金纳米棒 | ABZP-2-2.5         | 16 nm   | 40 nm  | 660±10 nm  | 2 | 10 ml |
| PEG 化金纳米棒 | ABZP-2-2.9         | 15 nm   | 45 nm  | 700±10 nm  | 2 | 10 ml |
| PEG 化金纳米棒 | ABZP-2-3.2         | 25 nm   | 80 nm  | 720±10 nm  | 2 | 10 ml |
| PEG 化金纳米棒 | ABZP-2-3.7         | 15 nm   | 56 nm  | 750±10 nm  | 2 | 10 ml |
| PEG 化金纳米棒 | ABZP-2-3.4         | 10 nm   | 34 nm  | 750±10 nm  | 5 | 10 ml |
| PEG 化金纳米棒 | ABZP-2-3.9         | 10 nm   | 39 nm  | 780±10 nm  | 5 | 10 ml |
| PEG 化金纳米棒 | ABZP-2-4.3-8<br>08 | 10 nm   | 43 nm  | 808±10 nm  | 5 | 10 ml |
| PEG 化金纳米棒 | ABZP-2-4.3-8<br>30 | 13 nm   | 56 nm  | 830±10 nm  | 2 | 10 ml |
| PEG 化金纳米棒 | ABZP-2-5.1         | 10 nm   | 51 nm  | 850±10 nm  | 5 | 10 ml |
| PEG 化金纳米棒 | ABZP-2-5.4         | 18.8 nm | 101 nm | 980±10 nm  | 2 | 10 ml |
| PEG 化金纳米棒 | ABZP-2-6.0         | 13 nm   | 78 nm  | 1050±10 nm | 2 | 10 ml |
| PEG 化金纳米棒 | ABZP-2-6.5         | 11.3 nm | 74 nm  | 1060±10 nm | 2 | 10 ml |

|            |            |       |        |                          |    |       |
|------------|------------|-------|--------|--------------------------|----|-------|
| PEG 化金纳米棒  | ABZP-2-15  | 20 nm | 300 nm | 1850±10 nm               | 2  | 10 ml |
| PEG 化金纳米棒  | ABNP-2-2.5 | 20 nm | 51 nm  | 700±10 nm                | 5  | 10 ml |
| PEG 化金纳米棒  | ABNP-2-3.3 | 20 nm | 66 nm  | 750±10 nm                | 5  | 10 ml |
| PEG 化金纳米棒  | ABNP-2-3.8 | 20 nm | 75 nm  | 780±10 nm                | 5  | 10 ml |
| PEG 化金纳米棒  | ABNP-2-4.2 | 20 nm | 84 nm  | 808±10 nm                | 5  | 10 ml |
| PEG 化金纳米棒  | ABNP-2-4.8 | 20 nm | 95 nm  | 850±10 nm                | 5  | 10 ml |
| PEG 化金纳米棒  | ABNP-2-1.7 | 40 nm | 68 nm  | 600±10 nm                | 5  | 10 ml |
| PEG 化金纳米棒  | ABNP-2-2.1 | 40 nm | 84 nm  | 650±10 nm                | 5  | 10 ml |
| PEG 化金纳米棒  | ABNP-2-2.4 | 40 nm | 96 nm  | 700±10 nm                | 5  | 10 ml |
| 二氧化硅包覆金纳米棒 | ABZS-2-1.7 | 40 nm | 68 nm  | 522nm*600±5nm<br>nm      | 2  | 10 ml |
| 二氧化硅包覆金纳米棒 | ABZS-2-2.1 | 40 nm | 84 nm  | 522nm*650±5nm<br>nm      | 2  | 10 ml |
| 二氧化硅包覆金纳米棒 | ABZS-2-2.4 | 40 nm | 96 nm  | 525nm*700±5nm<br>nm      | 2  | 10 ml |
| 二氧化硅包覆金纳米棒 | ABZS-2-3.3 | 20 nm | 66 nm  | 512nm*750±5nm<br>nm      | 2  | 10 ml |
| 二氧化硅包覆金纳米棒 | ABZS-2-3.8 | 20 nm | 75 nm  | 512nm*780±5nm<br>nm      | 2  | 10 ml |
| 二氧化硅包覆金纳米棒 | ABZS-2-4.2 | 20 nm | 84 nm  | 512nm*808±5nm<br>nm      | 2  | 10 ml |
| 二氧化硅包覆金纳米棒 | ABZS-2-4.8 | 20 nm | 95 nm  | 514nm*850±5nm<br>nm      | 2  | 10 ml |
| 二氧化硅包覆金纳米棒 | ABZS-2-3.9 | 20 nm | 78 nm  | 514nm*808±5nm<br>nm      | 5  | 10 ml |
| 二氧化硅包覆金纳米棒 | ABZS-2-3.9 | 20 nm | 78 nm  | 514nm*808±5nm<br>nm      | 25 | 10 ml |
| 银包覆金纳米棒    | ABNA-3-1   | 24 nm | 77 nm  | 750/489/389/333<br>nm nm | 5  | 10 ml |
| 银包覆金纳米棒    | ABNA-3-2   | 28 nm | 79 nm  | 700/458/396/340<br>nm nm | 5  | 10 ml |
| 银包覆金纳米棒    | ABNA-3-3   | 32 nm | 83 nm  | 633/465/401/341<br>nm nm | 5  | 10 ml |
| 银包覆金纳米棒    | ABNA--3-4  | 60 nm | 100 nm | 514/490/402/341<br>nm nm | 5  | 10 ml |
| 钯包覆金纳米棒    | ABNA-4-1   | 40 nm | 96 nm  | 50mg/ml nm               |    | 10 ml |
| 铂包覆金纳米棒    | ABNA-5-1   | 40 nm | 96 nm  | 50mg/ml nm               |    | 10 ml |

## 特殊形状纳米颗粒

| Type      | Cat No     | Diameter      | Length(nm)           | OD        | Size      |
|-----------|------------|---------------|----------------------|-----------|-----------|
| 金纳米笼      | ABZ-3      | 40 nm - 100nm | N/A                  | 1         | 10 ml     |
| 中空金纳米壳    | ABZ-4-50   | 50 nm - 150nm | N/A                  | 1         | 10 ml     |
| 金纳米三角片    | ABZ-5-140  | 140 nm±25 nm  | N/A                  | 1         | 10 ml     |
| 金纳米星      | ABZ-7      | N/A           | N/A                  | 1.4 - 1.5 | 10 ml     |
| 金银纳米梭子    | ABZ-8-15   | 15 nm         | N/A                  | N/A       | 10 ml     |
| 金纳米链      | ABZ-9-20   | 20            | 55                   | 2         | 10 ml     |
| 金纳米双锥     | ABZ-9-35-1 | 35, 45        | 105, 110             | 2         | 10 ml     |
| 金纳米六角板    | ABZ-11-50  | 50 nm         | N/A                  | 1         | 10 ml     |
| 金纳米立方     | ABN-11     | 30 nm-170nm   | N/A                  | 1         | 5ml/10 ml |
| 多孔单晶钯纳米颗粒 | ABN-12-1   |               | 900, 980, 1064, 1130 | 2         | 10 ml     |

## 单分散微球

| Type               | Cat No | Diameter      | w/v     | Size |
|--------------------|--------|---------------|---------|------|
| 单分散聚苯乙烯微球          | ABT-8  | 0.05μm-22.0μm | 2.50%   | 10ml |
| 氨基聚苯乙烯微球           | ABT-9  | 0.05μm-22.0μm | 2.50%   | 10ml |
| 羧基聚苯乙烯微球           | ABT-10 | 0.05μm-22.0μm | 2.50%   | 10ml |
| 交联聚苯乙烯微球           | ABT-11 | 4μm-22.0μm    | 2.50%   | 10ml |
| 羧基交联聚苯乙烯微球         | ABT-12 | 4μm-22.0μm    | 2.50%   | 10ml |
| 氨基交联聚苯乙烯微球         | ABT-13 | 4μm-22.0μm    | 2.50%   | 10ml |
| 单分散二氧化硅微球          | ABT-14 | 150nm-12.6μm  | 2.50%   | 10ml |
| 羧基二氧化硅微球           | ABT-15 | 150nm-10μm    | 2.50%   | 10ml |
| 氨基二氧化硅微球           | ABT-16 | 150nm-10μm    | 2.50%   | 10ml |
| 单分散介孔二氧化硅微球        | ABT-30 | 150nm-300nm   | 5%, 10% | 10ml |
| 单分散中空二氧化硅微球        | ABT-30 | 150nm-500nm   | 5%, 10% | 10ml |
| 甲基丙烯酸环氧丙脂 (GMA) 微球 | ABT-17 | 0.3 μ m-9μm   | 2.50%   | 10ml |

## 乳胶微球

| Type     | Cat No   | Diameter   | w/v%  | Size |
|----------|----------|------------|-------|------|
| 红色乳胶微球   | ABT-22-1 | 100nm-10um | 2.50% | 10mL |
| 蓝色乳胶微球   | ABT-22-2 | 100nm-10um | 2.50% | 10mL |
| 绿色乳胶微球   | ABT-22-3 | 100nm-10um | 2.50% | 10mL |
| 黑色乳胶微球   | ABT-22-4 | 100nm-10um | 2.50% | 10mL |
| 紫色乳胶微球   | ABT-22-5 | 100nm-10um | 2.50% | 10mL |
| 红蓝黄绿彩色套装 | ABT-22-6 | 100nm-22um | 2.50% | 10mL |

## 磁性微球

| Type        | Cat      | Matrix                           | Surface          | Diameter     | Size |
|-------------|----------|----------------------------------|------------------|--------------|------|
| 包埋式二氧化硅磁性微球 | ABT-1-01 | SiO <sub>2</sub>                 | -NH <sub>2</sub> | 0.1-5 um     | 10ml |
| 包埋式二氧化硅磁性微球 | ABT-1-06 | SiO <sub>2</sub>                 | -COOH            | 0.1-5 um     | 10ml |
| 包埋式二氧化硅磁性微球 | ABT-1-11 | SiO <sub>2</sub>                 | -Epoxy           | 0.1-5 um     | 10ml |
| 包埋式二氧化硅磁性微球 | ABT-1-16 | SiO <sub>2</sub>                 | -SiOH            | 0.1-5 um     | 10ml |
| 核壳式二氧化硅磁性微球 | ABT-2-01 | SiO <sub>2</sub>                 | -NH <sub>2</sub> | 0.1-5 um     | 10ml |
| 核壳式二氧化硅磁性微球 | ABT-2-06 | SiO <sub>2</sub>                 | -COOH            | 0.1-5 um     | 10ml |
| 核壳式二氧化硅磁性微球 | ABT-2-11 | SiO <sub>2</sub>                 | -Epoxy           | 0.1-5 um     | 10ml |
| 核壳式二氧化硅磁性微球 | ABT-2-16 | SiO <sub>2</sub>                 | -SiOH            | 0.1-5 um     | 10ml |
| 脲醛树脂磁性微球    | ABT-3-01 | UF                               | -NH <sub>2</sub> | 1-9 um       | 10ml |
| 脲醛树脂磁性微球    | ABT-3-08 | UF                               | -COOH            | 1-9 um       | 10ml |
| 脲醛树脂磁性微球    | ABT-3-15 | UF                               | -Epoxy           | 1-9 um       | 10ml |
| 脲醛树脂磁性微球    | ABT-3-22 | UF                               | -SiOH            | 1-9 um       | 10ml |
| 聚苯乙烯磁性微球    | ABT-4-01 | PS                               | -NH <sub>2</sub> | 0.5-5 um     | 10ml |
| 聚苯乙烯磁性微球    | ABT-4-6  | PS                               | -COOH            | 0.5-5 um     | 10ml |
| 聚苯乙烯磁性微球    | ABT-4-11 | PS                               | -Epoxy           | 0.5-5 um     | 10ml |
| 聚苯乙烯磁性微球    | ABT-4-16 | PS                               | -SiOH            | 0.5-5 um     | 10ml |
| 聚苯乙烯磁性微球    | ABT-4-21 | PS                               | Streptavidin     | 1.0-2.0 um   | 10ml |
| 四氧化三铁磁性纳米微球 | ABT-6-25 | Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub>   | N/A              | 10 nm-600 nm | 10ml |
| 四氧化三铁磁性纳米微球 | ABT-6-21 | Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub>   | -NH <sub>2</sub> | 10 nm-600 nm | 10ml |
| 四氧化三铁磁性纳米微球 | ABT-6-22 | Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub>   | -COOH            | 10 nm-600 nm | 10ml |
| 四氧化三铁磁性纳米微球 | ABT-6-23 | Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub>   | -Epoxy           | 10 nm-600 nm | 10ml |
| 四氧化三铁磁性纳米微球 | ABT-6-24 | Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub>   | -SiOH            | 10 nm-600 nm | 10ml |
| g-三氧化二铁磁性微球 | ABT-7-01 | γ-Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | -NH <sub>2</sub> | 0.1-5 um     | 10ml |
| g-三氧化二铁磁性微球 | ABT-7-06 | γ-Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | -COOH            | 0.1-5 um     | 10ml |



|               |           |                                          |             |                 |      |
|---------------|-----------|------------------------------------------|-------------|-----------------|------|
| g-三氧化二铁磁性微球   | ABT-7-11  | $\gamma$ -Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | -Epoxy      | 0.1-5 um        | 10ml |
| g-三氧化二铁磁性微球   | ABT-7-16  | $\gamma$ -Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | -SiOH       | 0.1-5 um        | 10ml |
| 蛋白 A 修饰磁性微球   | ABW-7     | SiO <sub>2</sub>                         | Protein A   | 300nm-5um       | 10ml |
| 蛋白 G 修饰磁性微球   | ABW-8     | SiO <sub>2</sub>                         | Protein G   | 300nm-5um       | 10ml |
| 蛋白 A/G 修饰磁性微球 | ABW-9     | SiO <sub>2</sub>                         | Protein A/G | 300nm-5um       | 10ml |
| 蛋白 L 修饰磁性微球   | ABL-1-108 |                                          | Protein L   | 75 -150 $\mu$ m | 1ml  |
| 链霉亲和素修饰磁性微球   | ABW-10    | SiO <sub>2</sub>                         | SA          | 300nm-5um       | 10ml |

## 磁转染试剂

| 产品名称         | 货号      | 类别    | 规格    |
|--------------|---------|-------|-------|
| 磁转染试剂, 50nm  | ABV-001 | 磁转染试剂 | 0.1ml |
| 磁转染试剂, 150nm | ABV-002 | 磁转染试剂 | 0.1ml |

备注：可定制其他粒径微球，请联系客服 QQ 499854788.

## 小分子抗原抗体

| Analyte name |          |       | Product Type                     |
|--------------|----------|-------|----------------------------------|
| 莱克多巴胺        | 四环素      | 氰戊菊酯  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 苯乙醇胺 A       | 喹乙醇      | 高效氯氰  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 沙丁胺醇         | 喹乙醇特异    | 顺式氯   | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 克伦特罗         | 喹乙醇代谢物   | 氟胺氰菊酯 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 溴布特罗         | 氟喹诺酮类    | 氯氟氰菊酯 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 马布特罗         | 环丙沙星     | 高效氟氯氰 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 氯丙那林         | 沙拉沙星     | 甲基对硫磷 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 瘦肉精多残        | 氧氟沙星     | 甲基对氧磷 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 镉            | 恩诺沙星     | 杀螟磷   | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 铅            | 氨苄西林     | 倍硫磷   | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 汞            | 头孢噻吩     | 对硫磷   | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 甲基汞          | 头孢唑肟     | 蝇毒磷   | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 铜            | 头孢匹林     | 乙基谷硫磷 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 铬            | 头孢氨苄     | 百治磷   | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 黄曲霉毒素 B1     | 赤藓红      | 敌敌畏   | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 黄曲霉毒素 M1     | 碱性橙      | 速灭磷   | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 通用黄曲霉毒素      | 罗丹明 B    | 甲基内吸磷 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 赭曲霉毒素        | 柠檬黄      | 环丙沙星  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 玉米赤霉烯酮       | 苏丹红 I    | 恩诺沙星  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 伏马毒素         | 苏丹红通用    | 诺氟沙星  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| T-2 毒素       | 对位呋喃西林代谢 | 氧氟沙星  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |

|          | 物             |       |                                  |
|----------|---------------|-------|----------------------------------|
| 呕吐毒素     | 对位呋喃妥因代谢物     | 沙拉沙星  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 桔霉素      | 对位呋喃唑酮代谢物     | 培氟沙星  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 杂色曲霉素    | 对位呋喃它酮代谢物     | 依诺沙星  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 交联孢酚     | 邻位呋喃西林代谢物     | 达氟沙星  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 交联孢酚酮酸   | 邻位呋喃妥因代谢物     | 西诺沙星  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 微囊藻毒素 LR | 邻位呋喃唑酮代谢物     | 氟甲喹   | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 19-去甲基睾酮 | 邻位呋喃它酮代谢物     | 吡哌酸   | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 甲基睾酮     | 孔雀石绿          | 诺氟沙星  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 睾酮       | 隐性孔雀石绿        | 氧氟沙星  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 前列腺素     | 五氯苯酚          | 恩诺沙星  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 甲羟孕酮     | 三聚氰胺          | 环丙沙星  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 孕酮       | 苯甲酸           | 氟甲喹   | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 孕酮特异性    | $\beta$ -内酰胺酶 | 达氟沙星  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 雌酮       | 金玉兰酶          | 那氟沙星  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 雌二醇      | 碱性磷酸酯酶        | 依诺沙星  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 雌三醇      | 硝西泮           | 洛美沙星  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 地塞米松     | 氯硝西泮          | 左氧氟沙星 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 氢化可的松    | 地西泮           | 培氟沙星  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 己烯雌酚     | 氢氯噻嗪          | 茶啉酸   | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 己烷雌酚     | 苯噻氰           | 吡啉酸   | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 双酚 A     | 苯并噻嗪          | 西诺沙星  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |

|           |                   |      |                                  |
|-----------|-------------------|------|----------------------------------|
| 四溴双酚 A    | 二叔丁基对甲酚           | 恶喹酸  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 多溴联苯醚     | 2-巯基苯并噻唑          | 马波沙星 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 壬基酚       | 抑霉唑               | 司氟沙星 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 辛基酚       | 二苯甲酮              | 加替沙星 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 利巴韦林      | 邻苯二甲酸二丁酯<br>特 异 性 | 奥比沙星 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 金刚烷胺      | 邻苯二甲酸二丁酯          | 氟罗沙星 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 磺胺嘧啶      | 邻苯二甲酸二甲酯          | 帕珠沙星 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 磺胺喹噁啉     | 荧光增白剂 KSN         | 恩诺沙星 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 磺胺二甲基嘧啶   | 丙烯酰胺              | 环丙沙星 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 磺胺二甲氧嘧啶   | 叶酸                | 诺氟沙星 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 三甲氧苄胺嘧啶   | 叶酸特异性             | 依诺沙星 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 氯霉素       | 维生素 B2            | 氟罗沙星 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 甲砒霉素多残 I  | 维生素 B12           | 培氟沙星 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 甲砒霉素多残 II | 生物素               | 沙拉沙星 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 氟苯尼考      | 乳铁蛋白              | 达氟沙星 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 庆大霉素      | 阿魏酸               | 那氟沙星 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 卡那霉素      | 花生过敏原 Ara H1      | 洛美沙星 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 安普霉素      | 花生过敏原 Ara H2      | 氧氟沙星 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 大观霉素      | 卵清蛋白              | 恶喹酸  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 巴龙霉素      | 花生凝集素             | 氟甲喹  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 阿米卡星      | 牛奶酪蛋白             | 西诺沙星 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 链霉素       | 大豆凝集素             | 萘啶酮酸 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 新霉素       | 小麦醇溶蛋白            | 吡哌酸  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |

|                     |               |          |                                  |
|---------------------|---------------|----------|----------------------------------|
| 林可霉素                | 胰蛋白酶抑制因子      | 帕珠沙星     | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 吡利霉素                | 棉酚            | 加替沙星     | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 红霉素                 | 鼠伤寒沙门氏菌       | 妥舒沙星     | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 阿维菌素                | 沙门氏菌属         | 氟喹酸      | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 多拉菌素                | 大肠杆菌 O157: H7 | 磺胺对甲氧嘧啶  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 泰乐菌素                | 阪崎克罗洛氏肠杆菌     | 磺胺甲噁唑    | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 泰乐/替米二合一            | 李斯特菌属         | 磺胺甲二唑    | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 替米考星                | 肠毒素 A         | 磺胺噻唑     | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 万古霉素                | 肠毒素 B         | 磺胺氯吡嗪    | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 盐霉素                 | 肠毒素 C         | 磺胺甲氧吡嗪   | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 莫能菌素                | 肠毒素 D         | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 阿苯达唑代谢物             | 肠毒素 E         | 磺胺嘧啶     | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 阿苯达唑多残 I            | 亚甲二氧甲基苯丙胺     | 磺胺二甲氧嘧啶  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 阿苯达唑多残 II           | 罂粟碱           | 磺胺间甲氧嘧啶  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 尼卡巴嗪代谢物 4,4-二硝基均二苯脲 | 氯氰菊酯          | 磺胺二甲基嘧啶  | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 纳他霉素                | 甲氰菊酯          | 磺胺喹噁啉    | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 甲硝唑                 | 顺式氰戊          | 磺胺甲基嘧啶   | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 四环素特异               | 联苯菊酯          | 磺胺索嘧啶    | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |
| 溴氰菊酯                |               |          | Antigen (BSA,HRP,KLH), Mouse MAb |

## 订购方式

QQ: 499854788; 1619694293

E-mail: [biotyscience@163.com](mailto:biotyscience@163.com)

Tel: 400-669-8850

金/银纳米颗粒 金纳米棒 量子点 微球 磁珠  
抗体 蛋白 试剂盒 蛋白表达服务 抗体制备服务



北京百欧泰生物科技有限公司

[www.biotyscience.com](http://www.biotyscience.com)